



## 6 Actreen Hi-Lite Set de sondage pour homme

La gamme pour sondage urinaire intermittent Actreen s'enrichit d'un set prêt à l'emploi pour homme. Il se compose d'une sonde stérile et prélubrifiée en POBE (PolyOlefin-Based Elastomer), reliée à une poche de recueil avec valve anti-reflux. Il est disponible avec des sondes de 37 cm droites, Nelaton (CH 8 à 18), et béquillées Tiemann (CH 10 à 18).

### Quoi de neuf ?

L'emballage est doté de trois ouvertures qui permettent de ne pas avoir à toucher la sonde lors de la manipulation. Discret et léger (15 g), le set peut être replié et inséré dans un étui pouvant contenir les cinq sets de sondage journaliers.

### Mode d'emploi

Après lavage des mains, toilette de la zone intime et ouverture du set, tenir la verge orientée vers le haut pour réduire la courbure de l'urètre. De l'autre main, insérer doucement la sonde. Laisser l'urine s'écouler jusqu'à évacuation. Retirer délicatement la sonde et jeter le set.

### Présentation

Boîte de 30 unités avec étui de transport (sauf CH 18), remb. LPPR : 117,42 €.

Tiemann 37 cm

- CH 10, EAN : 40469 648 022 5 6.
- CH 12, EAN : 40469 648 023 7 9.
- CH 14, EAN : 40469 648 024 9 2.
- CH 16, EAN : 40469 648 026 1 4.
- CH 18, EAN : 40469 648 027 3 7.

Nelaton 37 cm

- CH 8, EAN : 40469 648 028 5 0.
- CH 10, EAN : 40469 648 029 7 3.
- CH 12, EAN : 40469 648 030 9 3.
- CH 14, EAN : 40469 648 032 1 5.
- CH 16, EAN : 40469 648 033 3 8.
- CH 18, EAN : 40469 648 034 5 1.

B. Braun Medical : 01 41 10 53 00

## 7 Ialuset Fine Border Pansement à bords adhésifs

Ialuset Fine Border est un pansement hydrocellulaire à absorption moyenne à bords adhésifs. Il est composé de trois couches : une compresse absorbante avec grille de polyester imprégnée de silicone adhésif, carboxyméthylcellulose de sodium et hyaluronate de sodium ; un support non tissé adhésif de polyester ; un film adhésif de polyuréthane. Ce pan-

sement est indiqué dans les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives, du bourgeonnement à l'épidermisation. Trois formats sont disponibles : 8 x 8 cm, 10 x 12 cm et 10 x 20 cm.

### Quoi de neuf ?

Ialuset Fine Border ne nécessite pas de pansement secondaire, contrairement aux compresses Ialuset et Ialuset Plus.

### Mode d'emploi

Appliquer sur une plaie nettoyée, rincée au sérum physiologique et séchée. À renouveler tous les deux à quatre jours selon l'importance des exsudats.

### Présentation

Tous les tarifs sont des prix limites de vente (sans dépassement pour le client).

- 8 x 8 cm : boîte de 5, code 1381576, remb. LPPR : 11,09 €, ACL : 34010 600 386 3 2 ; boîte de 10, code 1321982, remb. LPPR : 15,84 €, ACL : 34010 600 386 5 6.
- 10 x 12 cm : boîte de 5, code 1375618, remb. LPPR : 20,55 €, ACL : 34010 600 386 6 3 ; boîte de 10, code 1322326, remb. LPPR : 29,36 €, ACL : 34010 600 386 8 7.
- 10 x 20 cm : boîte de 5, code 1314278, remb. LPPR : 33,34 €, ACL : 34010 600 386 9 4 ; boîte de 10, code 1307700, remb. LPPR : 47,63 €, ACL : 34010 600 387 1 7.

Génévrievr : 04 92 91 15 60

## 8 Innovo Électrostimulateur périméal non invasif

L'appareil d'électrostimulation Femifree devient **Innovo**. Ce dispositif médical est composé d'une unité de contrôle portable reliée à deux cuissières dotées chacune de quatre électrodes adhésives. La stimulation neuromusculaire tonifie le périnée.

### Pour qui ?

Les femmes et les hommes souffrant d'incontinence urinaire. Innovo traite les différentes formes : effort, par impériosité et mixte. Il s'utilise également en prévention dans le post-partum, chez les sportives et en entretien.

### Quoi de neuf ?

Ce dispositif externe, sans sonde, stimule l'intégralité des muscles pelvi-périnéaux. Utilisable à domicile, il l'est aussi dans des situations ne permettant pas l'emploi des sondes : vagin béant ou rétréci, virginité, infections vaginales, douleurs périméales, incontinence anale associée.



6



7



8

9



10